

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 1

组分\货号	PM150410	PM150410A	PM150412	PM150412A	PM150414	PM150415	PM150416	PM150417
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6800	6800	6800	6800	6350	6350	6800	6350
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	-	-	-	-	434	434
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	292	292	-	-	292	-	-	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
L-丙氨酸	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
L-天冬酰胺一水合物	15	15	15	15	15	15	15	15
L-天冬氨酸	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
L-谷氨酸	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
L-脯氨酸	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
L-丝氨酸	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HEPES	-	-	-	-	5958	5958	-	5958
酚红	10	10	10	10	10	10	10	10
青霉素 G 钠盐	-	100kU	-	100kU	-	-	-	-
硫酸链霉素	-	100	-	100	-	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 2

组分/货号	PM150418	PM150419	PM150420	PM150430	PM150431	PM150432	PM150411	PM150411A
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6800	6800	6350	6350	6800	6350	6800	6800
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	-	-	434	434	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	292	-	292	-	-	-	292	292
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	-	-
L-丙氨酸	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	-	-
L-天冬酰胺一水合物	15	15	15	15	15	15	-	-
L-天冬氨酸	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	-	-
L-谷氨酸	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	-	-
L-脯氨酸	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	-	-
L-丝氨酸	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	-	-
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HEPES	-	-	5958	5958	-	5958	-	-
酚红	-	-	-	-	-	-	10	10
青霉素 G 钠盐	-	-	-	-	-	-	-	100kU
硫酸链霉素	-	-	-	-	-	-	-	100

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 3

组分\货号	PM150413	PM150413A	PM150433	PM150434	PM150435	PM150436	PM150437	PM150438
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6800	6800	6350	6350	6800	6350	6800	6800
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	-	-	434	434	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	-	-	292	-	-	-	292	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-丙氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-天冬酰胺一水合物	-	-	-	-	-	-	-	-
L-天冬氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-谷氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-脯氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-丝氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
HEPES	-	-	5958	5958	-	5958	-	-
酚红	10	10	10	10	10	10	-	-
青霉素 G 钠盐	-	100kU	-	-	-	-	-	-
硫酸链霉素	-	100	-	-	-	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 4

组分/货号	PM150439	PM150440	PM150441	PM150442	PM150443	PM150444	PM150445	PM150446
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6350	6350	6800	6350	6800	6800	6350	6350
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	434	434	-	-	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	292	-	-	-	292	-	292	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5	7.5
L-丙氨酸	-	-	-	-	8.9	8.9	8.9	8.9
L-天冬酰胺一水合物	-	-	-	-	15	15	15	15
L-天冬氨酸	-	-	-	-	13.3	13.3	13.3	13.3
L-谷氨酸	-	-	-	-	14.7	14.7	14.7	14.7
L-脯氨酸	-	-	-	-	11.5	11.5	11.5	11.5
L-丝氨酸	-	-	-	-	10.5	10.5	10.5	10.5
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	1000	1000	1000	1000	-	-	-	-
HEPES	5958	5958	5958	5958	-	-	5958	5958
酚红	-	-	-	-	10	10	10	10
青霉素 G 钠盐	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸链霉素	-	-	-	-	-	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 5

组分/货号	PM150447	PM150448	PM150449	PM150450	PM150451	PM150452	PM150453	PM150454
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6800	6350	6800	6800	6350	6350	6800	6350
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	434	434	-	-	-	-	434	434
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	-	-	292	-	292	-	-	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
L-丙氨酸	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
L-天冬酰胺一水合物	15	15	15	15	15	15	15	15
L-天冬氨酸	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3
L-谷氨酸	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
L-脯氨酸	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
L-丝氨酸	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPES	-	5958	-	-	5958	5958	-	5958
酚红	10	10	-	-	-	-	-	-
青霉素 G 钠盐	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸链霉素	-	-	-	-	-	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 6

组分/货号	PM150455	PM150456	PM150457	PM150458	PM150459	PM150460	PM150461	PM150462
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	200	200	200
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
NaCl	6800	6800	6350	6350	6800	6350	6800	6800
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	122	122	122
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	-	-	434	434	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	126	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	292	-	292	-	-	-	292	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	42	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	52	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	15	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	32	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	48	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	10	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	46	46	46
甘氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-丙氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-天冬酰胺一水合物	-	-	-	-	-	-	-	-
L-天冬氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-谷氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-脯氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
L-丝氨酸	-	-	-	-	-	-	-	-
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	1	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	1	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	1	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	1	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	1	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	1	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	2	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	-	-	-	-	-	-	-	-
HEPES	-	-	5958	5958	-	5958	-	-
酚红	10	10	10	10	10	10	-	-
青霉素 G 钠盐	-	-	-	-	-	-	-	-
硫酸链霉素	-	-	-	-	-	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 7

组分/货号	PM150463	PM150464	PM150465	PM150466	PM150467	PM150468	PM150469	PM150470
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	200	200	200	200	200	2000	200	185
MgSO ₄ (无水)	97.67	97.67	97.67	97.67	97.67	976.7	97.67	97.67
KCl	400	400	400	400	400	4000	400	400
KH ₂ PO ₄	-	-	-	-	-	-	-	60
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	1500	-	3700	350
NaCl	6350	6350	6800	6350	6800	68000	6800	8000
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	122	122	122	122	1220	122	122
Na ₂ HPO ₄ (无水)	-	-	-	-	-	-	-	47.88
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	434	434	-	-	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	126	1260	126	126
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	31.3	3128	31.3	31.3
L-谷氨酰胺	292	-	-	-	292	-	-	292
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	42	420	42	42
L-异亮氨酸	52	52	52	52	52	520	52	52
L-亮氨酸	52	52	52	52	52	520	52	52
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	72.5	725	72.5	72.5
L-蛋氨酸	15	15	15	15	15	150	15	15
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	32	320	32	32
L-苏氨酸	48	48	48	48	48	480	48	48
L-色氨酸	10	10	10	10	10	100	10	10
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	51.9	519	51.9	51.9
L-缬氨酸	46	46	46	46	46	460	46	46
甘氨酸	-	-	-	-	7.5	-	-	-
L-丙氨酸	-	-	-	-	8.9	-	-	-
L-天冬酰胺一水合物	-	-	-	-	15	-	-	-
L-天冬氨酸	-	-	-	-	13.3	-	-	-
L-谷氨酸	-	-	-	-	14.7	-	-	-
L-脯氨酸	-	-	-	-	11.5	-	-	-
L-丝氨酸	-	-	-	-	10.5	-	-	-
维生素								
氯化胆碱	1	1	1	1	1	10	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	1	10	1	1
叶酸	1	1	1	1	1	10	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	1	10	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	1	10	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	1	10	1	1
内消旋肌醇	2	2	2	2	2	20	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	-	-	-	-	-	10000	6000	1000
HEPES	5958	5958	-	5958	-	-	-	-
酚红	-	-	-	-	10	100	10	10
丙酮酸钠	-	-	-	-	110	-	-	-

MEM 培养基配方 (mg/L) 表 8

组分/货号	PM150471	PM150472	PM150473	PM150474	PM150475	PM150476	PM150477	PM150462
无机盐								
CaCl ₂ (无水)	-	200	200	200	285	200	-	200
FeCl ₃ •6H ₂ O	-	0.54	0.54	0.54	-	-	-	-
Fe(NO ₃) ₃ •9H ₂ O	-	-	-	-	1	0.1	-	-
MgCl ₂ (无水)	-	85.75	85.75	85.75	-	-	93.68	-
MgSO ₄ (无水)	97.67	12.22	12.22	12.22	195	97.67	-	97.67
KCl	400	400	400	400	800	400	400	400
NaHCO ₃	2200	2200	2200	2200	8400	2750	2000	850
NaCl	6800	6800	6800	6800	12800	6400	6500	6800
NaH ₂ PO ₄ (无水)	122	130	130	130	217.4	107.8	1154	122
ZnSO ₄ •6H ₂ O	-	0.14	0.14	0.14	-	-	-	-
氨基酸								
L-丙氨酰-L-谷氨酰胺	-	-	-	-	-	-	-	-
L-精氨酸盐酸盐	126	126	126	126	504	42	126	126.4
L-胱氨酸二盐酸盐	31.3	31.3	31.3	31.3	125.2	31.3	32.4	24.02
L-谷氨酰胺	-	292	292	292	870	292	292	-
L-组氨酸盐酸盐一水合物	42	42	42	42	168	21	42	41.92
L-异亮氨酸	52	52	52	52	208	52	52	52.4
L-亮氨酸	52	131	131	131	208	52	52	52.4
L-赖氨酸盐酸盐	72.5	72.5	72.5	72.5	290	73.1	72.5	73.06
L-蛋氨酸	15	15	15	15	60	15	15	14.92
L-苯丙氨酸	32	32	32	32	128	33	32	33.02
L-苏氨酸	48	48	48	48	192	47.6	48	47.64
L-色氨酸	10	10	10	10	40	8	10	10.2
L-酪氨酸二钠盐二水合物	51.9	51.9	51.9	51.9	207.6	52.19	54.52	36.22
L-缬氨酸	46	46	46	46	155	46.8	46	46.86
甘氨酸	-	-	-	-	-	-	-	10.5
L-丙氨酸	-	-	-	-	-	-	-	8.9
L-天冬酰胺一水合物	-	60	60	60	-	-	-	15
L-天冬氨酸	-	-	-	-	-	-	-	13.3
L-谷氨酸	-	-	-	-	-	-	-	14.7
L-脯氨酸	-	-	-	-	-	-	-	11.5
L-丝氨酸	-	42	42	42	-	-	-	10.5
维生素								
生物素	-	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-
氯化胆碱	1	56	56	56	4	2	1	1
D-泛酸钙	1	1	1	1	4	2	1	1
叶酸	1	2.2	2.2	2.2	4	2	1	1
尼克酰胺	1	1	1	1	4	2	1	1
盐酸吡哆醛	1	1	1	1	4	2	1	1
核黄素	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1
盐酸硫胺素	1	1	1	1	4	2	1	1
维生素 B ₁₂	-	1.36	1.36	1.36	-	-	-	-
内消旋肌醇	2	36	36	36	8	3.6	2	2
其他成分								
D-葡萄糖	1000	2000	2000	2000	9000	4500	2000	1000
亚油酸	-	0.084	0.084	0.084	-	-	-	-
硫酸锌	-	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-
腐胺二盐酸盐	-	0.16	0.16	0.16	-	-	-	-
丙酮酸钠	-	110	110	110	-	-	-	-
酚红	10	10	-	10	-	15	10	10
硫酸庆大霉素	-	-	0.05	-	-	-	-	-